

Instructions for use

Hygoclean face mask, 3 layers with earloops



EN 14683:2019+AC:2019

EN 1186-1:2002

MDR Category I

PDB Cleaning Solutions
Marga Klompéweg 12
5032 MP Tilburg
The Netherlands

www.pdbcleaning.com

This product is category I Medical device as per Regulation (EU) 2017/745.
Declaration of Conformity: www.pdbcleaning.com

V25-01

NL Gebruiksaanwijzing

MATERIAAL
Dit product is gemaakt van Polypropylene en Meltblown materiaal.

GEBRUIK
Dit mondkapje is een eenmalig te gebruiken product voor algemene hygiëne in algemene medische omgevingen en openbare gezondheidscentra (niet voor gebruik als chirurgisch masker of ademhalingsapparaat). Dit mondkapje is bedoeld om verspreiding van besmettelijke stoffen via de drager te voorkomen.

- Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik.
- Controleer voor gebruik of het product geen defecten vertoont en in goede staat verkeert.
- Vervang beschadigde of verontreinigde mondkapjes.
- De neusbrug moet bij het dragen samengedrukt zijn.
- Eenmaal gedragen niet opnieuw gebruiken. Gooi gebruikte gezichtsmaskers en verpakking op verantwoorde wijze weg.

Open het zakje om het mondkapje eruit te nemen, de neusklem bevindt zich bovenaan het masker, de kleur is naar buiten gericht, bedek de neus, mond en kin met het masker, de maskerband is achter het oor bevestigd, plaats de punt van de vinger op de neusbrug, begin vanuit de middelste positie. De hand wijst naar binnen en drukt, en beweegt geleidelijk naar de zijkanten, en de neusbrug vormt de neusklem om de strakheid van de band aan te passen, waardoor het masker dicht om het gezicht zit. Raak bij het verwijderen van het masker de voorkant van het masker niet aan. Verwijder eerst de maskerstrip en knijp de maskerstrip in de afvalbak.

OPSLAG

- Bewaar de producten in een omgeving met minder dan 80% vochtigheid en een temperatuur van minder dan 40°C, niet-corrosieve gassen en met goede ventilatie.
- Houdbaarheidsdatum: 3 jaar na fabricage datum.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door verkeerd gebruik van de kleding of enig ander gebruik dan omschreven in deze gebruiksaanwijzing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om middelen een risicoanalyse vast te stellen of de gekozen kleding geschikt is voor de toepassing en de omgeving waarin hij deze wil gebruiken.

EN Instructions for use

MATERIAL

This product is manufactured of Polypropylene and Meltblown material.

USE

This face mask is a one-time use product for general hygiene maintenance in general medical environments and public health places (not for use as a surgical mask or respirator). This face mask is to prevent spreading of infectious agents through the wearer.

- Read instructions carefully before use.
- Check that the product has no defect and is in good condition before use.
- Replace damaged or contaminated face masks.
- The nose bridge should be compacted when worn.
- Do not re-use once worn. Dispose of worn face mask and packaging responsibly

Open the bag to take the mask out, the nose clip is above the mask, the color is facing outward, cover the nose, mouth and chin with the mask, the mask tape is fixed behind the ear, put the tip of the finger on the bridge of the nose, start from the middle position. The hand points inside and presses, and gradually moves to the sides, and the nose bridge shapes the nose clip to adjust the tightness of the strap, which is the mask close to the face. When removing the mask, do not touch the front of the mask. First remove the mask strip and pinch the mask strip to the waste container.

STORAGE

- Store the products under the environment with less than 80% humidity and with less than 40°C temperature, non-corrosive gases and with good ventilation.
- Shelf life: 3 years from manufacturing date.

The manufacturer does not take any responsibilities for damages due to improper use of the product or any use that does not comply with the instructions. It is the responsibility of the user to ensure that a risk assessment is carried out to determine the suitability of the product for the application and environment to be used in.

FR Mode d'emploi

MATERIAUX
Ce produit est fabriqué à partir de polypropylène et de matériaux Meltblown

UTILISATION

Ce masque facial est un produit à usage unique destiné à l'entretien de l'hygiène générale dans les environnements médicaux généraux et les lieux de santé publique (il ne doit pas être utilisé comme masque chirurgical ou respiratoire). Ce masque facial est destiné à empêcher la propagation d'agents infectieux par le porteur.

- Lisez attentivement les instructions avant de l'utiliser.
- Vérifiez que le produit ne présente aucun défaut et qu'il est en bon état avant de l'utiliser.
- Remplacer les masques endommagés ou contaminés.
- L'arête nasale doit être comprimée lorsque le masque est porté.
- Ne pas le réutiliser une fois qu'il a été porté. Éliminez le masque facial usagé et l'emballage de manière responsable.

Ouvrir la pochette pour en sortir le masque facial le pince-nez est au-dessus du masque, la couleur est tournée vers l'extérieur, couvrez le nez, la bouche et le menton avec le masque, la bande du masque est fixée derrière l'oreille, mettez le bout du doigt sur l'arête du nez, commencez par la position du milieu. La main pointe à l'intérieur et appuie, et se déplace progressivement vers les côtés, et l'arête du nez forme le pince-nez pour ajuster le serrage de la sangle, ce qui est le masque près du visage. Lorsque vous retirez le masque, ne touchez pas l'avant du masque. Retirez d'abord la bande du masque et pincez-la dans le conteneur à déchets.

• STOCKAGE

- Stocker les produits dans un environnement où l'humidité est inférieure à 80 % et la température inférieure à 40°C avec des gaz non corrosifs et une bonne ventilation.
- Durée de conservation: 3 ans à partir de la date de fabrication.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à une utilisation incorrecte du vêtement ou à une utilisation non conforme aux instructions. Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer si le vêtement de protection convient à l'application et à l'environnement dans lesquels il est utilisé.